

**BERA™ Loddevand 188****PRODUKTNAVN**

BERA™ Loddevand 188

**VVS NR**

289222010 (1 l flaske) / 289222101 (100 ml penselflaske)

**SAMMENSÆTNING**

Fremstillet af bl.a. zinkchlorid, ammoniumchlorid og mælkesyre.

**FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER**

Aktivitetsinterval	150 - 450 °C
Form	Væske
Massefylde	1,53 - 1,55 g/cm <sup>3</sup>
Rester	Korroderende

**LEVERINGSPROGRAM**

1 liter flaske

100 ml penselflaske

**ANVENDELSE**

BERA™ Loddevand 188 er et kraftigt virkende flusmiddel, der er særlig velegnet til lodning af emner af rustfri stål og patineret zink.

Kan også anvendes til lodning af patineret zink, zink, kobber, messing, blik og stål m.v.


BERA™ Loddevand 188 kan fortyndes med vand i forholdet 1:4.

Indeholder syrer, som gør dette loddevand kraftigt virkende med en høj renseevne, som kræver afrensning efter anvendelse.


**VEJLEDNING**


1. Inden opvarmning påføres BERA™ Loddevand 188 med pensel på metalfladerne.
2. Opvarm metalfladerne enten med en loddekolbe eller flamme og tilsæt loddetinet.
3. For at undgå korrosion fra syrerester fjernes rester af BERA™ Loddevand 188 efter lodning ved at afvaske med vand, mens lodningen er varm. Alternativt anvendes en 5% sodaopløsning (natriumkarbonat), der neutraliserer loddevandet.

**Boliden Bergsøe A/S**

 Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Denmark

 +45 4326 8300

 sales.glostrup@boliden.com

 www.boliden.dk