

PRODUKTNAVN

BERA™ Loddevand koncentreret

VVS NR

289220101 (100 ml flaske med pensel)

289220010 (1 liter flaske)

SAMMENSÆTNING

Fremstillet af bl.a. zinkchlorid og ammoniumchlorid.

FYSISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

Aktivitetsinterval	150 - 400 °C
Form	Væske
Massefylde	1,53 - 1,55 g/cm ³
Rester	Korroderende



LEVERINGSPROGRAM

100 ml flaske med pensel

1 liter flaske

25 liter dunk

ANVENDELSE

BERA™ Loddevand Koncentreret er et flusmiddel, der anvendes i forbindelse med bløddning af zink, kobber, messing og stål, primært til lodning af zinktagrender eller beklædningsplader. Indeholder ikke fri syrer, men et kraftigt virkende flusmiddel med høj renseevne.

BERA™ Loddevand Koncentreret kan fortyndes med vand i forholdet 1:4. Selv i fortyndet form bevarer loddevandet sin renseevne. Når det anvendes fortyndet, er det i almindelighed ikke nødvendigt at rense loddestedet efter lodning.

VEJLEDNING

1. Inden opvarmning påføres BERA™ Loddevand Koncentreret med en pensel på de metalflader, der skal loddet.
2. Opvarm metalfladerne enten med en loddekolbe eller flamme og tilsæt loddetinet.
3. For at undgå korrosion/sortfarvning (zink) fjernes rester af loddevandet efter lodning ved at afvaske med vand, mens lodningen er varm. Alternativt anvendes en 5% sodaopløsning (natriumkarbonat), der neutraliserer loddevandet.

Boliden Bergsøe A/S

Hvissingevej 116, DK-2600 Glostrup, Danmark

+45 4326 8300

sales.glostrup@boliden.com

www.boliden.dk